



Katalog




schuchmann®

12
–
35

Sitta + Ligga.

36
–
41

Transport + Resa.

42
–
71

Gå + Cykla.

72
–
81

Stå + Förflytta.

82
–
97

Bad + Toalett.

98
–
99

Tygkollektion.

Oavsett om du sitter, cyklar, går eller står är våra hjälpmedel en stöttande följeslagare genom din dag. De hjälper dig att komma ut och träffa dina vänner och bidrar till din utveckling och hälsa. Våra hjälpmedel kan anpassas så att de passar både din kropp och din smak.



Innehåll.



12–35

Sitta + Ligga.



smilla.
14–17



madita-fun.
18–21



madita-fun mini.
22–25



maxi.
26–29



tina.
30–33



ida.
34–35

36–41

Transport + Resa.



charlie integral.
38–41

Innehåll.

42–71 Gå + Cykla.



malte.
44–47



malte outdoor.
48–49



marcy.
50–53



dynamic pacer.
54–59



momo trehjuling.
60–63



follow-me momo.
64–67



momo tillbehör.
68–71

72–81 Stå + Förflytta.



till.
74–81

82–97 Bad + Toalett.



swing.
84–87



hts.
88–93



wave.
94–97

98–99 Tygkollektion.



Tygkollektion.
98–99



Inomhus



Utomhus



Våttutrymme



Bil



Max belastning

Vinkeljustering av
centrumpelare

Ryggvinkel



Tilt



Sitthöjd



Sitsvinkel



Sittdjup



Sittbredd



Armbågshöjd



Handtagets höjd



Innerbenslängd



Kroppslängd



Instegshöjd

GMFCS
Klassificering**Symboler**

Våra symboler hjälper dig att snabbt ta reda på hur och var du kan använda våra hjälpmedel. På så sätt kan du vid första anblicken se om våra produkter är lämpliga för inomhus eller utomhusanvändning, och hur du kan anpassa dem till olika mått och individuella behov.



Hej!

Vi är Miriam och Torsten Schuchmann.

Vi driver vårt familjeägda företag i andra generationen och vår verksamhet har nu 40 års erfarenhet av att producera och distribuera medicintekniska hjälpmedel till barn och unga med funktionsnedsättning.

Det är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat, att stötta barn och unga med individuella behov på ett så optimalt sätt som möjligt – med produkter som är lika individuella som de är.

Det som inspirerar oss.

Att vi är speciellt starka och har fokus på medicintekniska hjälpmedel för barn och unga har sina rötter i vår egen familj. Vi vet vad det innebär när en familjemedlem har en flerfunktionsnedsättning.

När Miriams syster var liten var utvecklingen av rehabiliteringshjälpmedel i ett mycket tidigt skede. Hennes föräldrar visste vad som behövde förbättras för att dottern skulle kunna delta i vardagslivet, och ett affärskoncept föddes.

Vad vi inspirerar.

Vårt mål är att stötta barn och unga med funktionsnedsättning så att de blir mobila och självständiga. Samtidigt, har vår uppgift långt större innebörd. Vårt team på över 200 personer, jobbar nära våra kunder, läkare och förskrivare för att verkligen förstå behoven hos barnen och deras familjer.

Av denna anledning representerar våra produkter mer än bara produkter. De blir följeslagare genom livet. Vi vill få marknaden i rörelse – med verkliga innovationer inom medicintekniska hjälpmedel som uppfyller de högsta kraven på funktionalitet, design och säkerhet.

Om du har frågor eller förslag gällande generella ämnen eller om våra produkter, står vi – och naturligtvis hela Schuchmann-teamet – till ditt förfogande.



Ditt Schuchmann-team!

Hej!

Hos Schuchmann Sverige är vi idag fyra engagerade medarbetare. Sedan 1 juni 2023 kan ni hitta vårt kontor i Vejbystrand, utanför Ängelholm. Behöver du information om en produkt, eller har frågor om utbildningar? Oavsett vad det gäller tveka inte att ta kontakt. Vi finns här för dig!

Vårt fokus - hjälpmedel för barn och unga med funktionsnedsättning

Vårt mål är att stötta barn och unga med funktionsnedsättning så att de blir mobila och självständiga. Vårt team, med över 200 personer, jobbar nära flera expertgrupper för att förstå och noga tänka igenom behoven till barnet och deras familj. Därför är våra produkter mer än bara produkter. De blir en följeslagare på vägen genom livet. Och sist, men inte minst vill vi få

marknaden i rörelse – med verkliga innovationer som uppfyller de högt ställda kraven på funktionalitet, säkerhet, design och evidens.

Vår service och support – Vi levererar direkt från Schuchmanns tyska moderbolag till dig som kund, vilket ger minskat avtryck på miljön och en ökad leveranssäkerhet. Med tillgång till lång och erfaren expertis kan vi ge snabb och korrekt support utan omvägar.




Utbildning och evidens.

Vårt mål är att hålla dig uppdaterad om den senaste utvecklingen när det gäller hjälpmedel för barn och unga med funktionsnedsättning och vägleda utifrån beprövade **metoder**.

Vårt utbildningskoncept.

I vårt utbildningskoncept erbjuder vi webinarier, digitala utbildningar och fysiska utbildningar med olika teman inom våra produktområden, men också mer generellt kring områdena gå, stå, cykla mm. Vi erbjuder också mer skräddarsydda utbildningar på förfrågan. Scanna QR-koden för att se det aktuella schemat.

Välkommen att anmäla dig!



Översikt utbildningar



Söker du fördjupad information?

På vår webbplats hittar du information om våra produkter, som produktdata, bruks-, monterings- och rekonstruktionsanvisningar, orderguider och filmer som beskriver våra produkter och hur man gör inställningar. Du hittar även produktspecifika studier, fallstudier, guider och användarberättelser.



Mediabiblioteket hittar du här –
schuchmann.se/mediabibliotek/



Videobiblioteket hittar du här –
schuchmann.se/resurser/videobibliotek

Följ oss gärna!

Å ena sidan har det aldrig varit lättare att få tag på information än idag, men samtidigt är det så mycket information som produceras hela tiden att det kan kännas svårt att hålla sig uppdaterad. Därför finns vi även på sociala medier och använder oss av vårt nyhetsbrev. Allt för att du ska kunna ta till dig informationen på det sätt som passar dig bäst.

Följ oss gärna!



Så hittar du din dagliga följeslagare lekande lätt.

Läkare och terapeuter använder detta system för att klassificera graden av motoriska funktionsnedsättningar hos barn med cerebral pares. Här har fem steg definierats från nivå 1 till nivå 5. Varje nivå definierar hur och om barn kan röra sig självständigt eller om de är beroende av hjälpmedel.

GMFCS mellan 6 och 12 års ålder:**GMFCS**
Nivå I

Barnen går hemma, i skolan, utomhus och ute i samhället. Barnen har förmågan att gå upp och nedför trottoarkanter utan fysisk hjälp och går i trappor utan att använda ledstång. Barnen utför grovmotoriska färdigheter så som att springa och hoppa, men hastighet, balans och koordination är nedsatt. Barnen kan delta i fysiska aktiviteter och sporter beroende på personliga val och omgivningsfaktorer.

GMFCS
Nivå II

Barnen går i de flesta omgivningar. Det kan förekomma att barnen upplever svårigheter med att gå långa sträckor och hålla balansen i ojämn terräng, sluttningar, folksamlingar, trånga utrymme eller när de bär föremål. Barnen går upp och nedför trappor med stöd av ledstång eller med fysisk hjälp om det inte finns någon ledstång. Utomhus och i samhället kan det förekomma att barnen går med fysisk hjälp, ett handhållet förflyttningshjälpmedel eller använder hjulburen förflyttning när de förflyttar sig långa sträckor. I bästa fall har barnen endast begränsad förmåga att klara grovmotoriska färdigheter såsom att springa och hoppa. Begränsningar i att utföra grovmotoriska färdigheter kan medföra att anpassningar blir nödvändigt för att göra deltagande i fysiska aktiviteter och sporter möjlig.

GMFCS
Nivå III

Barnen går genom att använda handhållna förflyttningshjälpmedel i de flesta omgivningar inomhus. I sittande kan barnen behöva ett bälte för att hålla bäckenet på plats och hålla balansen. I förflyttningar från sittande till stående och från golv till stående behövs fysisk hjälp av en person eller stödjande underlag. Vid förflyttningar över långa sträckor använder barnen någon form av hjulburen förflyttning. Barnen går möjligtvis upp och nedför trappor genom att hålla i en ledstång, under uppsikt eller med fysisk hjälp. Begränsningar i gången kan kräva anpassningar för att göra delaktighet i fysiska aktiviteter och sporter möjlig, inkluderar att själv köra manuell rullstol eller eldriven förflyttning.

GMFCS
Nivå IV

Barnen använder förflyttningsmetoder som kräver fysisk hjälp eller eldriven förflyttning i de flesta omgivningar. Barnen behöver anpassat sittande för bål- och bäckenkontroll och fysisk hjälp för de flesta förflyttningarna. Hemma förflyttar sig barnen på golv (rullar, ålar eller kryper), går korta sträckor med fysisk hjälp, eller använder eldriven förflyttning. När barnen placeras kan de använda kroppsstödjande rollatorer hemma eller i skolan. I skolan, utomhus och ute i samhället transporteras barnen i en manuell rullstol eller använder eldriven förflyttning. Begränsningar i rörelseförmågan nödvändiggör anpassningar för att göra delaktighet i fysiska aktiviteter och sporter möjlig, inkluderar fysisk hjälp och/eller eldriven förflyttning.

GMFCS
Nivå V


Barnen transporteras i en manuell rullstol i alla omgivningar. Barnen har begränsad förmåga att bibehålla huvud- och bålställning mot tyngdkraften och kontrollera arm- och benrörelser. Tekniska hjälpmedel används för att förbättra huvudkontroll, sittande, stående och/eller rörelseförmåga men begränsningar kan inte helt kompenseras med utrustning. Förflyttningar kräver fullständig fysisk hjälp av en vuxen. Hemma kan möjligen barnen röra sig själv korta avstånd på golv eller bli burna av en vuxen. Barnen klarar möjligtvis att förflytta sig själv med hjälp av eldriven förflyttning med omfattande anpassningar för att uppnå sittande och kontroll. Begränsningar i rörelseförmåga kräver anpassningar för att göra delaktighet i fysiska aktiviteter och sporter möjlig, inkluderar fysisk hjälp och användning av eldriven förflyttning.

Mer information om GMFCS classification between childrens' 12th and 18th birthdays on www.schuchmann.se.

ICF – Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

En av våra främsta uppgifter är att bistå med kunskap och vägleda i valet av hjälpmedel utifrån vår kompetens om våra produkter. Som ett led i detta använder vi oss av ICF, vilket ger oss ett standardiserat verktyg och språk för att kommunicera med olika aktörer. För att se till helheten och inte missa någon del i bedömningen är ICF en bra vägledning. Vi är särskilt förtjusta i att använda ICF-ramverket och "F-orden".

En produkt som tillgodoser alla delar i detta ramverk skulle vi säga ger grunden till ett bra hjälpmedel. Lägg därtill tydliga mål som är motiverande och sist men inte minst, involvera användaren i valet av produkt. Då är förutsättningar goda för ett bra val!



Sitta + Ligga.



Laga mat tillsammans – smakar utsökt!



Leah älskar att laga mat med sin pappa.
Väl positionerad i sin **madita-fun.**, skär den
färska frukten och grönsaker nästan sig själva.
Med lite hjälp från Leah! Det är bra att
madita-fun. enkelt anpassas till rätt arbetshöjd.



Alltid redo.

Jag är ditt sitthjälpmedel för daglig användning.

Jag främjar aktivt sittande och stöder därmed din utveckling. Det fantastiska är, hur liten du än är just nu, kommer jag att växa med dig! Du kan helt enkelt justera min sits och fotplatta upp eller ner eller bakåt så att du kan sitta bekvämt vid bordet med din storebror. Jag har tillverkats med en kärleksfull känsla för detaljer i trä. Jag passar de andra möblerna i ditt hem perfekt! Med mina många tillbehör kan jag enkelt anpassas ännu mer individuellt efter dina önskemål.



GMFCS
Nivå I-III



kg
max. 60



Huvudstöd
stöder huvudkontroll.

Ryggstöd
kan justeras i höjd och vinkel.

Armstöd
är justerbara i höjd.

Sittplatta
kan justeras i höjd, djup och vinkel.

Underrede
med rullhjul i plast.

Avtagbar klädsel
tillverkad i tyg som andas.

Bålstöd
möjliggör en stabil och
upprätt sittställning.

Lårstöd
ger extra stöd och stabilitet.

Träram
med integrerade aluminiumprofiler.

Fotplatta
kan justeras i höjd,
djup och vinkel.



Förenklad höjdjustering!

Tryck bara på knappen så kan sitsen eller fotplattan justeras upp och ner för att passa just dig.



Vinkeljustering utan verktyg!

Sitsvinkeln kan justeras genom att vrida på vredet.

**Huvudstöd**

höjjusterbart.

**Bålstöd**

justerbara i höjd, bredd och vinkel.

**Lårstöd**

justerbara i djup, bredd och vinkel.

**Bord i trä**

stort med kant, inkl. fäste.

**Abduktionskloss**

avtagbar.

**Bältesfixering**polstrat med justerbara fäste
på båda sidor, färg: svart.**Positionering**väst med dragkedja, tillverkad av
elastiskt material som andas, axel-
band baktill, bäckenband med clips,
färg: svart.För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.



		Stl 0 KITA	Stl 0	Stl 1 KITA	Stl 1	Stl 2
Sittbredd		17 - 28 cm		20 - 35 cm		30 - 40 cm
Sittdjup		16 - 26 cm		25 - 35 cm		30 - 40 cm
Sitthöjd max.		42 cm	62 cm	42 cm	62 cm	
Rygghöjd		25 cm		29 cm		34 cm
Ryggvinkel		(-) 3° - 17,5°				
Sitsvinkel		(-) 5° - 15°				
Snabb höjdjustering av benstöd med hel fotplatta min.*	Standard	12 cm				
	med 50 mm dubbelhjul	17 cm				
	med 75 mm dubbelhjul	20 cm				
Höjd på benstöd med hel fotplatta golvdjup min.*	Standard	2,5 cm				
	med 50 mm dubbelhjul	7,5 cm				
	med 75 mm dubbelhjul	10,5 cm				
Total bredd		46 cm	47 cm	53 cm	54 cm	59 cm
Längd underrede		63 cm	69 cm**	63 cm	69 cm**	69 cm**
max. belastning		30 kg		45 kg		60 kg
Vikt		9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg
* inställbar underbenslängd max. = vald/erforderlig sitsens höjd - höjd för benstöd med hel fotplatta min. ** med förlängt underrede + 10 cm						



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Alltid redo för lite kul.

Jag är din mångsidiga arbetsstol.

Oavsett om det är vid frukostbordet eller i lekhörnan; Jag ser till att du är i samma nivå som dina kompisar. Jag kan både lyfta upp dig och sänka ner dig. Det är lekande lätt tack vare stödet från gaskolven. Använd spaken för att tilla mig framåt eller bakåt, på så sätt kan jag ge dig stöd eller utmana dig. Jag kan anpassas till din kropp och även till din smak: Jag finns i massor av fina färger. Visste du att jag finns i en modell där mitt ryggstöd kan tas bort? Detta tränar din ryggmuskulatur, utmanar din balans och hjälper dig att sitta rakt.

GMFCS
Nivå III-V



kg
max. 50





Ramfärg

- Antracit metallic
- Telegrey 4



**Huvudstöd (standard)**

polstrat huvudstöd med klädsel, höjd och vinkeljusterbart.

**Huvudstöd (skålfformat)**

polstrat huvudstöd med klädsel, höjd och vinkeljusterbart.

**Huvudstöd (med sidostöd)**

polstrat huvudstöd med klädsel, höjd och vinkeljusterbart.

**Huvudstöd****(lateral guidning, vinkeljusterbart)**

polstrat, inkl. klädsel, höjd, djup och vinkeljusterbart, sido guidningar är vinkeljusterbara var för sig.

**Bålstöds polster standard**

polster med överdrag.

**Bålstöds polster, lång**

polster med överdrag.

**Delade fotplattor**

skruvas fast i benstödet, uppfällbara, anti halk beläggning, 4 spår för fotfixering.

**Delade fotplattor med kant**

skruvas fast i benstödet, uppfällbara, justerbara i djup.



För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.



	Stl 0	Stl 1	Stl 1b	Stl 2
Sittdjup*	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
Sittbredd	16 - 26 cm	20 - 30 cm		28 - 38 cm
Rygghöjd med extra kort rygg	32-35 cm		35-43 cm	
Rygghöjd med kort rygg	35 - 43 cm		42 - 52 cm	
Rygghöjd med lång rygg	42 - 52 cm		53 - 63 cm	
Rygghöjd med aktiv rygg	35 - 43 cm			42 - 52 cm
Sitthöjd	25 - 62 cm			
Sitthöjd med elektr. höjdjustering	32 - 62 cm			
Sitthöjd med hydr. höjdjustering	27 - 63 cm			
Underbenslängd	12 - 22 cm** / 15 - 25 cm	16 - 29 cm** / 19 - 32 cm	19 - 33 cm** / 22 - 36 cm	25-43 cm
Bredd totalt	54 cm		64 cm	
Längd underrede	61 cm		75 cm	
Längd totalt med kombiunderrede	76 cm		86 cm	
Sitsvinkel	(-)8° - 37°			
Ryggvinkel	(-)5° - 25°			
Max. belastning	30 kg		45 kg	50 kg
Vikt	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg
* vid justerbar höftstyrning reducerat med 1 cm, **Underbenslängd (justeringsintervallet kan uppnås genom att flytta fästet)				



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Liten, men imponerande.

Jag är arbetsstolen från när du är liten – jag ska ge dig trygghet från starten.

Jag kommer att placera dig i nivå med dina vänner. Min bekväma sits kan enkelt justeras i höjd så att du kan sitta vid valfritt bord och sedan sänkas ner till en höjd som lämpar sig för lek. Jag kommer att ge dig precis så mycket stöd som behövs för att hjälpa dig att lära och utvecklas genom dina yngsta år.



GMFCS
Nivå III-V



kg
max. 20



Körhandtag
underlättar förflyttning.

Armstöd
kan justeras i höjd och bredd.

Höftbälte
positionerar och ger stöd.

Huvudstöd
finns i olika utföranden.

Bålstöd
främjar en stabil
och upprätt sittställning.

Sits
säkerställer optimal
utveckling av höftleden.

Fotstöd
vadderat.

Sitthöjd
kan justeras med hjälp av en gaskolv.

Länkhjul
underlättar förflyttning.





För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.




Optimal för tidig
utveckling.

Teknisk data	madita-fun mini.
Sittdjup	12 - 19 cm
Sittbredd	14 - 22 cm
Rygghöjd med kort rygg	28 - 33 cm
Rygghöjd med lång rygg	30 - 35 cm
Sitthöjd från golvet	25 - 62 cm
Underbenslängd	12 - 22 cm
Bredd totalt	52 cm
Längd underrede	58 cm
Sitsvinkel	(-)5° - 37° / 0° - 42°
Ryggvinkel	(-)5° - 25°
Max. belastning	20 kg
Vikt	16 kg



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Enastående sittupplevelse.

Jag är din trygga arbetsstol.

Jag är din dagliga följeslagare under skolarbetet eller lässtunden – jag ser till att du alltid sitter skönt. Mitt diskreta utseende gör att jag smälter in och knappt skiljer mig från en vanlig stol.

Med mig är du alltid bra positionerad och kan ägna din fulla uppmärksamhet till din aktivitet. Min mittpelare och förlängda hjulbas garanterar stabilitet och tål tunga belastningar.

GMFCS Nivå III-V	(-)20°–20°
kg max. 125	30–55 cm
40–55 cm	28–48 cm
(-)5°–25°	

**Huvudstöd**

är polstrat och justerbart i höjd och vinkel.

Ryggstöd

är stabilt och tål hög belastning.

Bålstöd

för stabil och upprätt sittställning.

Armstöd

är justerbara i bredd, höjd och djup och kan även fällas ned.

Justerbart bäckenstöd

för optimal positionering.

Sittdynan

är anatomiskt formad för bekväm sittställning.

Elmotor med handkontroll

för elektrisk justering av höjd samt sits- och ryggvinkel.

Underredet

är kompakt och robust tillverkat.

Länkhjul

har en diameter på 100 mm och är utrustade med två bromsar bak som standard.

**Hög säkerhetsnivå**

tack vare ett robust och stabilt underrede.

**Slitstark klädsel**

i modern skiffergrå färg med hög kvalitet.

**Fotstödet**

kan justeras i höjd och vinkel.

Mångsidiga tillbehör.

**Armstöd inkl. bordsfäste**

justerbara i bredd, höjd och vinkel.

**Bord**

av trä med kant, djupjusterbart.

**Höftbälte**

från „Pelvi.Loc“, färg: svart.

**Körhandtag**


med gummiöverdrag.

**Centralbroms (för bakhjulen)**

frigöringsspak monterad på höger eller vänster sida (valfritt).

**Justerbart bäckenstöd**

inkl. polstrad klädsel.

**Abduktionskloss**

avtagbar, inkl. polstrad klädsel.



För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.




Daten	Stl 1	Stl 2	Stl 3
Sittdjup	30 – 42 cm	38 – 48 cm	45 – 55 cm
Sittbredd	28 – 38 cm	36 – 48 cm	
Rygghöjd, kort rygg	42 – 54 cm		
Rygghöjd, lång rygg	53 – 62 cm		
Sitthöjd	40 – 55 cm		
Underbenslängd	27 – 45 cm	35 – 52 cm	
Total bredd	60,5 cm		
Längd, underrede	84,5 cm		
Sitsvinkel	(-)20° – 20°		
Ryggvinkel	(-)5° – 25°		
Max belastning	125 kg		
Vikt	45 kg		

maxi. erbjuder ökad självständighet tack vare elektrisk justering av höjd samt vinkeln på sits och ryggstöd.



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Alltid rätt stöd när du ligger.

Jag är din modulära liggvagn.

Och jag ser till att du har det så bekvämt som möjligt. Väljer du min vakuummadrass med tillhörande elektrisk pump fördelas din tyngd vilket ger dig mindre tryck och smärta. Jag är riktigt flexibel – inte bara liggytans höjd justeras elektriskt utan även sits-, rygg- och knävinkel. Det gör att du till och med upptäcka världen sittande! Visste du att jag har flexibla länkhjul som gör mig lätt att både köra och svänga, så att du kan följa med mig på varje promenad.



GMFCS
Nivå IV-V



130°–180°



max. 100



0°–40°



115–190 cm

Körhandtag
kan anpassas i höjd och djup.

Vakuummadrass
formbar för god passform.

Fällbart fallskydd
för optimalt skydd och säkerhet.

Elmotor
för enkel justering av
• höjd
• sits-, rygg- och knävinkel
• sitstilt

Vagnens liggyta
kan justeras i längd.

Flexibla länkhjul
gör det lättare att flytta den
såväl inomhus som utomhus.

**Du kan luta dig tillbaka mot mig,
men också sitta bekvämt – så att
du alltid har överblick över världen
omkring dig.**



Mångsidiga tillbehör.



Vakuummadrass

inkl. ventil och en elektrisk pump.




Beanbag madrass

(formbar med sidostöd).



Hylla för medicinsk utrustning

för montering både på påskjutshandtag och chassi.



Droppställning

teleskopisk.



Positioneringskuddar

finns i olika utföranden.



Fallskydd

för ryggdel och sittdel, nerfällbara.



Transportfästen för transport i bil

För mer information via video, skanna QR-koden:



För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.

Fallskydd
för högsta säkerhet.



Elektrisk pump
för vakuummadrassen.



Vagnens underrede.	treddelat liggsystem
Liggstödet höjd från golvet	53 – 79 cm
Justerbar ryggvinkel	130° – 180°
Sitsvinkel	0° – 40°
Justerbar knävinkel	110° – 180°
Bredd underrede	64 cm
Max. belastning	100 kg
Vikt	70 kg

Liggvagn	Stl 1	Stl 2	Stl 3
Bredd	59 cm (med fallskydd + 12 cm)		
Längd huvudsektion	60 cm	75 cm	90 cm
Längd sittsektion	35 – 50 cm		
Längd bensektion	45 cm	55 cm	65 cm
Total längd	140 – 155 cm	165 – 180 cm	190 – 205 cm
Höjd	6 cm (med fallskydd + 9 cm)		



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.



GMFCS

Nivå I-V



max. 50



80 cm



45-105 cm

Jag är din trygga spjäsäng.

Mina eleganta grindar med dörrar, som kan fästas på ena eller till och med båda sidorna, kommer skydda dig från att falla ut. Ett speciellt beslag hindrar dörren att öppnas från insidan. Visste du att jag också kan justeras i höjd? Det gör mig idealisk för omvårdnad eller för behandling! Och oavsett vilken höjd du justerar mig till behåller jag min grindhöjd,

så du fortsatt är trygg.

Bra, eller hur? Det går att köra in under mig, vilket gör att jag också är perfekt om du är beroende av rullstol. Jag är tillverkad med stort fokus på detaljer, för att du ska kunna ta in så mycket som möjligt av din omgivning. Väljer du mig med transparenta fönster kan du se på allt som händer omkring dig.

**ida. kan också levereras med...**

- Akrylglas som ger barnet visuell tillgång till miljön
- Dörrar på båda långsidorna
- Motoriserad justering av huvud- och fotändan
- Polster i olika höjd och utföranden



Dörrar på båda sidorna.



Vinkeljustering av huvuddelen för ökad respiration.





- Lämplig för små barn
- Höjdjusterbar 50 cm vilket ger väldigt lågt insteg och perfekt lekhöjd
- Särskilt lämplig för rullstolsburna, både barn och vårdare
- Oförändrad grindhöjd, även i sängens högsta position



Dörrar på båda sidorna.



Länkhjul med broms.

Teknisk data	Stl 1
Grindhöjd	80 cm
Mått invändigt	120x60 cm
Mått utvändigt	142x70 cm
Totalhöjd	121 - 181 cm
Instegshöjd inkl. madrass (10 cm)	46 cm - 106 cm
Max brukarvikt	50 kg
Max brukarlängd	105 cm
Max lyftkapacitet	70 kg
Total vikt	118 kg



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.






Att åka med mig är roligt!



Sarah gillar att åka bil med sin mamma. Hon älskar att resa och besöka sina vänner. Hennes **charlie integral.** är mycket viktig för henne, den ser till att hon kommer fram till sin destination bekvämt och säkert.



Slappna av och njut av resan.

Jag är din coola bilbarnstol fram till tonåren.

Jag är din följeslagare på spännande bilresor och hjälper dig att bli mer självständig. Min hantering är enkel och intuitiv, så att du snabbt och enkelt kan lära dig att spärra fast dig själv. Detta stärker inte bara ditt självförtroende, utan förhindrar också att dina föräldrar spärrar fast dig på ett obekvämt sätt! Min unika EPP-skallstruktur ger förbättrat stötskydd. I kombination med Side Impact Buddy, som absorberar upp till 40 % av energin från en krock, är du optimalt skyddad på dina resor.



GMFCS
Nivå III-V



100-150 cm

kg
max. 45

43-51 cm




**Version med
bäckenbälte och
bäckenstödsdyna.**



**Version med
5-punktsbälte.**



**Version med
5-punktsbälte,
armsupport och
abduktionskloss.**



Polster för bröstkorg
höjdbar.



Väst



Ergonomiskt format fotstöd



Vridplatta

får endast användas med ISOFIX-fäste.



Abduktionskloss



Armsupport



Stödkudde för huvud och hals



För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.



Data	charlie integral.
Rekom. kroppslängd	100 - 150 cm
Längd	48 cm
Bredd	43 - 51 cm
Höjd	59 - 79 cm
Sitthöjd	11 cm (lägsta punkt i förhållande till sätets horisontalplan)
Sittdjup	27 - 32 cm (kort/lång sits)
Sittbredd	30 - 37 cm (baksida/fram)
Höjd ryggstöd	51 - 71 cm
Höjd nackstöd	20 cm
Underbenslängd vid användning av fotstödet	21 - 42 cm
Produktvikt	8 kg
Max lastkapacitet	45 kg



Fotstödet
är ergonomiskt format och
höjdjusterbart.



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





En cykeltur som inspirerar.





Smidig.

Jag är din mångsidiga bakåtvända rollator.

Jag finns alltid där för dig - redan från ditt första levnadsår. Att gå är min största hobby. Det spelar ingen roll vart du vill gå, jag följer dig. Om du stöder dig mot mina handtag kommer du snabbt märka hur jag hjälper dig att bära din kroppsvikt. Dessutom, min speciella form på ramen, som är bredare framtill, hjälper dig hålla kursen framåt och ger dig extra stabilitet.

Använder du i tillägg mitt bäckenstöd får du extra guidning för att gå rakt och upprätt. - Häftigt, eller hur?!



GMFCS
Nivå III-IV



46-124 cm

kg
max. 100



29-113 cm

Underarmstöd
med handtag.

Höftstöd
kan även användas som ryggstöd.

Polstrad sits
kan enkelt fällas upp.

Aluminiumram
kan fällas ihop.

Riktningsspärr
underlättar gång
rakt fram.

Bäckspärr
förhindrar ofrivillig bakåtrullning.

Länkhjul
för enkel manövrering.



Abducerad ramform
ger dig extra stabilitet när
du går och hjälper dig hålla
kursen framåt.



Aluminiumram
kan enkelt fällas ihop
vid transport.

Ramfärg
Stl 0

● Lazurite blue
metallic - (std)

Ramfärg
Stl 1

● Telemagenta
● Sky blue - (std)


Ramfärg
Stl 2

● Lazurite blue
● Traffic red - (std)

Ramfärg
Stl 3 och Stl 4

● Anthracite
metallic - (std)
○ Pure white



**Underarmstöd med gripkula justerbar**

justerbar i djup, höjd och vinkel, gripkula justerbara i djup och vinkel.

**Tvärstag**

undanfällbar, som stag mellan handtagen.

**Handbroms**

med extra små bromshandtag.

**Påskjutshandtag****Korg****Tippskydd**

inkl stödhjul.

**Avvisarhjul**

För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.



Teknisk data	Stl 0*	Stl 1	Stl 2	Stl 3	Stl 4
Höjd handtag	29 – 53 cm	34 – 58 cm	51 – 75 cm	68 – 94 cm	87 – 113 cm
Höjd underarmstöd	-	46 – 70 cm	63 – 87 cm	79 – 103 cm	98 – 124 cm
Bredd handtag	22 – 36 cm		30 – 44 cm	38 – 52 cm	43 – 57 cm
Sitshöjd	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Total bredd	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm
Total längd	58 cm		70 cm	77 cm	87 cm
Ramhöjd (hopfälld)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Transportmått (L x W x H)	58 x 52 x 37 cm	58 x 51 x 25 cm	70 x 61 x 32 cm	77 x 68 x 34 cm	87 x 75 x 37 cm
Max. brukarvikt	20 kg	30 kg	50 kg	75 kg	100 kg
Vikt	3,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,5 kg	10,2 kg

* Ram kan inte fällas ihop.



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.



Korg

Korgen är för transport av små föremål och ger den bakåtvända rollatorn ett tilltalande utseende.

Aluminiumram

kan enkelt fällas ihop.

Backspärr

förhindrar ofrivillig bakåtrullning.

Handbroms

För säker gång utomhus.

Backspärren

förhindrar ofrivillig bakåtrullning.

Hjul

specialdimension för användning utomhus.

Jag är din bakåtvända rollator utomhus

Precis som Malte finns jag alltid med dig när du vill gå och kommer ge dig bäst möjliga stöd för att göra det. Tack vare hur jag är utrustad, är jag lyckligast utomhus och är din perfekta följeslagare vid en promenad. Mina stora hjul tar sig fram över olika underlag och min trum- och parkeringsbroms ger extra trygghet.

**Tippskydd**

skyddar dig från att tippa bakåt.

**Ramfärg
Stl 1**

- Telemagenta
- Sky blue (std)

**Ramfärg
Stl 2**

- Lazurite blue metallic
- Traffic red (std)

**Ramfärg
Stl 3**

- Antracit metallic (std)
- Pure white



För komplett tillbehörsortiment scanna QR-koden.



Teknisk data	Stl 1	Stl 2	Stl 3
Höjd handtag	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm
Höjd underarmstöd	46 - 64 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm
Bredd handtag	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm
Sitshöjd	33 cm	45 cm	60 cm
Total bredd	56 cm	66 cm	73 cm
Total längd	66 cm	75 cm	82 cm
Ramhöjd (hopfälld)	25 cm	32 cm	34 cm
Transportmått (L x W x H)	66 x 56 x 25 cm	75 x 66 x 32 cm	82 x 73 x 34 cm
Max. brukarvikt	30 kg	50 kg	70 kg
Vikt	7,1 kg	8,3 kg	9,8 kg



Visste du att jag är en av få bakåtvända rollatorer som är godkänd för användning ute? Med stora breda hjul och en trum- och parkeringsbroms är jag välutrustad för äventyr utomhus. Visst är det bra! Ska vi ha kul?



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Från dina första steg.

Jag är din framåtvända rollator och finns redo att assistera dig när du ska ta dina allra första steg.

Jag kan knappt vänta tills vi ska komma igång! Jag kommer att stödja din balans och samtidigt träna din bålstabilitet. Du kan justera min hjulbas för att passa dig, om du gör mig kortare blir jag väldigt lätt att manövrera samtidigt som jag utmanar din balans lite mer. Med en längre hjulbas får du mer stöd och trygghet. Jag har även riktningsspärr om vill du ha hjälp med att gå rakt fram. Dags för äventyr!



GMFCS
Nivå II-IV



kg
max. 65



Handtag

kan anpassas i höjd och bredd.

Handbroms

med extra små bromshandtag för bättre grepp.

Aluminiumram

i lättvikt (stl 2+3 kan fällas ihop).

Släpbroms

hjälp dig att få rätt motstånd och kontroll.

Korg

här finns det plats för leksaker eller något att dricka.

Riktningsspärr

hjälp dig att gå rakt fram.

PU hjul

är mycket slitstarka.

**Handbroms**

ger dig mer säkerhet och kontroll
– även i kombination med
underarmstöd med handtag.

**Tredimensionellt justerbart
underarmstöd**

stabiliserar ditt gångmönster.



Ramfärg
Stl 0+1



Ramfärg
Stl 2



Ramfärg
Stl 3





För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.



Data	Stl 0	Stl 1	Stl 2	Stl 3
Handtagshöjd	30 - 47 cm	38 - 59 cm	53 - 75 cm	63 - 88 cm
Höjd underarmsstöd	41 - 58 cm	49 - 70 cm	63 - 85 cm	73 - 98 cm
Bredd mellan handtag	18 - 32 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	36 - 50 cm
Sitsens höjd	25 cm	30 cm	45 cm	
Bredd totalt	44 cm	48 cm	62 cm	71 cm
Längd totalt	36,5 cm	42,5 cm	57,5 cm	61 cm
Längd totalt (teleskopiskt underrede)	39 - 47 cm	45 - 55 cm	60 - 74 cm	65 - 79 cm
Max. belastning	20 kg	30 kg	50 kg	65 kg
Vikt	4,2 kg	5 kg	7,4 kg	9,1 kg



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Klara, färdiga, gå!

Jag är ditt dynamiska gånghjälpmedel.

Jag tar dig snabbt till ditt mål och rör mig alltid med dig. Du kan utrusta mig så att jag ger dig mycket stöd eller utmanar dig, helt utifrån dina mål. Jag är flexibel och du enkelt göra justeringar och ändringar utan verktyg, så jag kan anpassas till olika aktiviteter. Du kan gå med mig både framför och bakom dig. Med mig kommer du lätt i rörelse och med min stora stödyta känner du dig trygg och säker. Väljer du min dynamiska övre ram kan du i tillägg rotera ditt bäcken, vilket ger ett ergonomiskt gångmönster.



GMFCS
Nivå III-V



kg
max. 113

39–124 cm

Polstrade underarmstöd
stödjer och absorberar en del
av kroppens vikt.

Dynamisk övre ram
stödjer ett riktigt gångmönster
och tillåter en vertikal rörelse på 8
cm och en horisontell rörelse på 5
cm när du går.

Centermodulen
kan justeras i höjd tack vare
gaskolv och stödjer en
upprätt ställning när du står.

Riktningsspärr
hjälper dig att
gå rakt fram.

Distansmätaren
registrerar framsteg i
din träning.

Lätt och robust konstruktion
förmedlar säkerhet.

Länkhjul
med släpbröms, backspärr,
parkeringsbröms och riktningsspärr.



Modulärt system.

Olika monteringsmöjligheter

Den övre ramen i storlek 2 och 3 kan tas av
och placeras på valfritt underrede, stan-
dard-, eller kombi-underredet.



Multifunktionellt bröststöd

Beroende på hur mycket support du
behöver kan detta justeras i djup,
höjd och vinkel efter dina behov.



Ramfärg
Stl 0



Limegrön

Ramfärg
Stl 1



Vit



Limegrön

Ramfärg
Stl 2



Vit



Röd

Ramfärg
Stl 3



Blå



Svart

Ramfärg
Stl 4



Svart



**Bäckensele**

justerbar – fäste och handtag ingår.

**Slingsadel**

justerbar – fäste och handtag ingår.

**Bålstöd**

inkl. ryggrem och fäste.

**Bröbstöd**

inkl. fäste.

**Handtag vinkelställbart**

inkl. fäste.

**Gripringar**

inkl. fäste.

**Du kommer att älska min multipositionssadel (MPS):**

Genom att använda min MPS kan ditt bäcken positioneras för att ge dig bäst förutsättningar för att gå upprätt och optimera din gångförmåga. Det är snabbt och enkelt att justera mig utifrån din dagsform och vad du vill göra för stunden. Genom att justera min höjd anpassar jag mig efter din benlängd och kan ge dig olika mycket avlastning. Justerar du mig i djupet positionerar jag dig så att du får bäst balans och tyngdpunkt utifrån dina förutsättningar. Även din höftvinkel kan justeras framåt eller bakåt om du vinklar mig. Sist men inte minst, kan jag även ge olika mycket stöd för dina höfter och på det sättet guida dig i din gång. Allt detta sammantaget gör att du kan fokusera din energi på att gå – fantastiskt, eller hur?




För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.



Underarmstöd med kardborre
inkl fäste.



**Armstöd multijusterbart
med handtag**
inkl fäste.



Körhandtag för ledsagare



Dyna/polster
till slingsadel.



Färd- och parkeringsbroms
oenbart till kombiunderredet i
kombination med armstöd.



Ankelsele
för underrede standard.



Väska för tillbehör





Tack vare centermodulen med gaskolv kan jag snabbt anpassas i höjd, vilket är en stor fördel: Förflyttningen från sittande till stående blir extremt enkel!

		Stl 0	Stl 1	Stl 2	Stl 3	Stl 4
Rekommenderad armbågshöjd		39 – 52 cm	47 – 70 cm	61 – 89 cm	81 – 119 cm	86 – 124 cm
Bredd totalt	Underrede standard	52 cm	58 cm	66 cm	71 cm	80 cm
	Underrede kombi	-	-	76 cm	81 cm	-
Längd totalt	Underrede standard	57 cm	66 cm	76 cm	91 cm	101 cm
	Underrede kombi	-	-	91 cm	103 cm	-
Ramhöjd	Underrede standard/kombi	32 cm	41 – 53 cm	55 – 69 cm	72 – 98 cm	79 – 104 cm
Höjd underrede (utan övre ram)	Underrede standard/kombi	-	28 cm	37 cm	41 cm	47 cm
Vikt	Underrede standard	4,6 kg	5,2 kg	6,8 kg	7 kg	10,2 kg
	Underrede kombi	-	-	8,4 kg	8,7 kg	-
	Övre ram standard	-	2,7 kg	3,4 kg	4,4 kg	4,9 kg
	Övre ram dynamisk	-	3,4 kg	5,2 kg	6,1 kg	6,8 kg
Rörelse hos den dynamiska övre ramen	Vertikalt	-	3,5 cm	8 cm		
	Horisontellt	-	4 cm	5 cm		
Max. belastning		23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	113 kg



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.



momo trehjuling.



Låt oss ta en liten åktur.

Jag är din coola trehjuling.

Jag finns där för dig när du vill ta en tur runt kvarteret eller till sjön. Det är roligt, men vi tränar och mobiliserar också dina leder, din muskulatur och din cirkulation. Du kan välja mig i många olika varianter, helt enkelt utifrån vad som passar dig bäst, sadelstorlek, styrets utformning och färg. Din ålder spelar ingen roll, för jag finns i många olika storlekar: för barn, ungdomar och vuxna.



GMFCS
Nivå I-V



30–98 cm

kg
max. 120



16–23 cm



**Det finns
ett brett utbud av tillbehör**
för optimal support och
individuell tillpassning.



**Valet är ditt! Mellan massor av
olika styren, sadlar, fotplattor
och drivsätt!**



Ramfärg
12", 16" & 16"/12"

- Window grey / Pure white
- Telemagenta (Pink) / Pure white
- Turquoise blue/ Pure white

Ramfärg
20" & 24"/20"

- Window grey / Pure white
- Pastel blue / Pure white
- Kiwisorbet green / Pure white

Ramfärg
24", 26" & 26" (XL)

- Window grey / Pure white
- Ivory / Pure white
- Black matt / Pure white



Om effekten på gångförmågan genom regelbunden cykling... ...hos barn och unga med funktionsnedsättning.

Cykel är ett viktigt hjälpmedel för barn och unga med funktionsnedsättning. Att cykla regelbundet stärker muskulatur, förbättrar balans och koordination. Dessutom har aktiviteten även visat sig betydelsefull för sociala aspekter.


Man kan se en ökad glädje och självkänsla när barnen umgås med familj och vänner. Cykling utökar inte bara deras utbud av aktiviteter, utan låter dem också få en förståelse för rumslig medvetenhet. Utöver detta har vi kunnat observera att cykling också har en positiv inverkan på användarens gångmönster.

Positiv effekt på gångförmågan.

Fysioterapeuters erfarenheter visar att cykling kan ha en positiv effekt på gångförmågan hos barn och unga med funktionsnedsättning. För att undersöka denna effekt närmare genomförde vi en studie där gångmönstret dokumenterades före och efter en intensiv period av cykelträning. Totalt deltog 19 barn och ungdomar i åldrarna 6 till 17 år. De diagnoser som ingick omfattade bland annat cerebral pares och ataxi. Alla barn och ungdomar slutförde den tre veckor långa träningsperioden. I genomsnitt genomfördes 13 pass à 20 minuter på olika cyklar som trehjulingar, liggcyklar och vanliga cyklar. En stor andel av deltagarna angav att de tyckte om att cykla och att de uppskattade gruppaktiviteten. Negativa effekter, såsom obehag från sadeln eller muskelömheter, var sällsynta. Även mätningar i det mobila gånglabbet genomfördes med stort intresse.

Fokus på att stötta på ett så optimalt sätt som möjligt

Genom regelbunden observation och analys av gångmönstret uppmärksammades även andra faktorer, såsom felaktiga skor, felinställning av deras hjälpmedel och att fel hjälpmedel användes utifrån deltagarens behov.



Utvärderingen av gånganalysen visade att totalt sett ökade gånghastigheten, steglängden och stegfrekvensen efter cykelträningen.

När det gäller ledvinklar under gång observerades små förbättringar hos enskilda deltagare. Vissa deltagare uppvisade ökad rörlighet i knäna.




Fig. 1: Joint angle of two participants over the gait cycle. Top: Ankle joint Dorsi (+)/plantar flex (-), Middle: Knee flexion (+) and -extension (-), Bottom: Hip flexion (+) and -extension (-).

Figur 1 visar två exempel. Deltagare RG05 hade efter cykelträningen en minskad hyperextension i höger höft och höger knä samt förbättrad knäflexion till höger under svängfasen. Deltagare RG10 visade knäinklar närmare de normativa värdena efter cykelträningen. Även den överdrivna plantarflexionen – det vill säga en sträckning av vristen – var något minskad på vänster sida efter cyklingen. De positiva effekterna och utvecklingen som observerats i deltagarnas gång styrker ytterligare vikten av cykling för barn och unga med funktionsnedsättning.

Dessa studieresultat motiverar oss att fortsätta tillverka och vidareutveckla högkvalitativa trehjulingar som hjälpmedel. Tack vare en mängd olika tillbehör är det möjligt att enkelt få en individuell konfiguration av cyklarna, som möter varje barns behov. Vårt mål är att barn med funktionsnedsättning ska kunna hitta hjälpmedel hos oss som berikar deras liv och som är lika individuella som de är.



För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.



Teknisk data	12"	16/12"	16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
Pedal till överkant av sadeln*	30 - 43 cm	35 - 48 cm	42 - 62 cm	49 - 71cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87 cm	72 - 94 cm
Pedal till överkant av sadeln**	33 - 40 cm	38 - 45 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81cm	68 - 91cm	75 - 98 cm
Sadelstolpe till styrstång	33cm	40 cm	39cm	45cm	54cm	52cm	58cm	
Hjulbas	68 cm	75 cm	80 cm	91cm	99cm	104 cm	112 cm	
Instegshöjd	16 cm		18 cm	20 cm		22 cm	23 cm	
Total längd	102 cm	110 cm	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	
Total bredd	58cm	65cm		69 cm	75 cm			
Brukarvikt (Max. vikt)	40 kg	50kg	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	
Vikt	12 kg	13,5kg	14,5kg	17 kg	18,5kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg

* Mått med standard sadelstolpe /** Mått med T-stolpe



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Jag är din smarta tandem-koppling mellan förälder och barn.

Jag gör allt jag kan för att du ska kunna följa med på utflykter tillsammans med alla andra! Med mig kan din momo-trehjuling kopplas till en förälders cykel. Det är riktigt enkelt och möjligt på nästan alla cyklar med hjälp av adaptrar. När jag väl är monterad kan jag kopplas ihop på bara några sekunder och helt utan verktyg – även spontant under en utflykt, till exempel om du blir trött eller om trafiken känns osäker. Efter en kort paus kan du ge dig av på egen hand igen!



Engångsförberedelse på trehjulingen.



Med min hjälp kan du enkelt och säkert koppla dig till en förälders cykel. Om du blir trött och inte orkar längre eller om trafiken blir för farlig.



**Låg egenvikt**

för lätt och permanent montering på en vuxencykel.

Olika adapttrar

underlättar montering på olika typer av cyklar med olika typer av navlösningar. Passar bla kedjeväxlar eller integrerade nav växlar med eller utan klickbox, fasta axlar eller snabbkopplingar.

**Passar**

vuxencyklar med 26" till 28" hjul.

Fästet

kan enkelt justeras efter hjulstorleken på momo cykeln.

**Den justerbara bågen ställer**

in fästpunkten mellan cyklarna. Justera höjden för att få rätt markfrigång och vinkel på momocykeln.

Det ledade fästet ger ökad säkerhet.

Ger säkerhet. På så sätt kan trehjulingen och föräldracykeln luta sig oberoende av varandra.



Data	Stl 1	Stl 2	Stl 3
Hjulstorlek på den styrande cykeln	26" - 28"		
Max storlek på momo cykeln	12" (kan även användas för 16" + 20")	16/12" + 16" + 20"	24/20" + 24" + 26"
Max dragvikt	40 kg	60 kg	80 kg
Vikt	5,1kg		8,7 kg




Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Cirkelstyre med
bromsbåge



Styrutslagsbegränsare



Styrförlängare



Sadel standard



Sadel Gel



Banansadel



Mopedsadel

	Data	Stl 1	Stl 2	Stl 3
Sadel standard	Bredd	15 cm	15 cm	18 cm
	Längd	21 cm	24 cm	26 cm
Sadel Gel	Bredd bak	19 cm	24 cm	-
	Bredd fram	4 cm	7 cm	-
	Längd	24 cm	27 cm	-

	Data	Stl 1
Banansadel	Bredd bak	11 cm
	Bredd mitten	6 cm
	Bredd fram	8 cm
	Längd	25 cm
Mopedsadel	Bredd bak	26 cm
	Bredd fram	9,5 cm
	Längd baktill	12 cm
	Total längd	25 cm



Pedalförkortare steg-
löst ställbar



Pedalförkortare



Specialtrampor för
knäkontraktur



	Stl 1	Stl 2	Stl 3
Sadelstolpe standard	för 12" + 16/12"	för 16"	för 20" - 26"
Sadelstolpe T-stag	för 12" + 16/12"	för 16" + 20"	för 24" + 24/20" + 26"



Bygel
i fyra storlekar.



Bygel fäste



*mätt från standardsadel till den
övre kanten av respektive dyna.

Data	Bygel Stl 1	Bygel Stl 2	Bygel Stl 3	Bygel Stl 4
Max. höjd*	20 cm	30 cm	37 cm	53 cm
Djup	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm



Styre standard



Touringstyre



Cirkelstyre



Multifunktionsstyre

	Data	Stl 1	Stl 2	Stl 3	Stl 4
Styre standard	Bredd	47 cm	49 cm	52 cm	58 cm
Touringstyre	Bredd	55 cm	58 cm	-	-
	Djup	17 cm	17 cm	-	-
Cirkelstyre	Bredd	40 cm	43 cm	48 cm	-
	Djup	17 cm	21 cm	25 cm	-
Multifunktionsstyre	Bredd	61,5 cm	-	-	-
	Djup	16,5 cm	-	-	-



Pedal med tåclips



Balanspedal



Fotplatta

Fotplattor med
vadmöddFotplattor
med dynamisk
vadmödd

Ryggstödd / Bäckstödd



Data

Stl 1

Stl 2

Stl 3

Ryggstödd dynamiskt

Bredd

20 - 30 cm

25 - 35 cm

30 - 40 cm

Bäckstödd dynamiskt

Ryggstödd breddjusterbart

Bredd

20 - 28 cm

25 - 33 cm

30 - 36 cm

Bäckstödd breddjusterbart

Handfixering



Brösthölte



Positioneringsväst



Data

Stl 0

Stl 1

Stl 2

Stl 3

Handfixering

Bredd fram

8,5 cm

10 cm

12 cm

14 cm

Brösthölte

Bredd

-

5 cm

6,5 cm

7 cm

Längd

-

18,5 cm

25,5 cm

30,5 cm

Positioneringsväst

Bredd insida

-

8 cm

9 cm

12 cm

Bredd totalt

-

25 cm

30 cm

34 cm

Höjd sidan

-

10 cm

12 cm

16 cm

Höjd totalt

-

28 cm

30 cm

35 cm



Påskjutshandtag



Ledsagarstyrning



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Att lyssna på berättelser är jättekul.



Leon älskar när hans vänner berättar roliga historier. Och **till.** ser alltid till att han inte missar ett ord. Våra andra ståstöd finns också troget vid din sida och hjälper till att stärka dina ben och tänja dina muskler.



Positionera dig väl.



Jag är ditt justerbara ståndstöd i ryggsläge.

Med mig, är förflyttning från liggande till stående position trygg och säker – även om du själv inte är aktivt delaktig. Med mina olika justeringsmöjligheter anpassar jag mig till just din kroppsform. Väljer du mig med alla mina funktioner är jag formbar från topp till tå, men jag kan också vara ganska enkel om det passar dig bättre. Att stå regelbundet har en positiv effekt på din kropps struktur och dess funktionalitet och främjar din aktivitet. I mig kan du stå avslappnat och skönt. Jag ger dig välbehövlig variation i hur din kropp belastas. Med mig får du nya perspektiv; du är i ögonhöjd med dina kompisar och kan delta i olika aktiviteter samtidigt som du står.



GMFCS
Nivå IV-V



75–185 cm



max. 100 kg



0°–90°

Överkroppsstöd
erbjuder en
bekväm stödyta.

Huvudstöd
justerbart i 3 riktningar.

Liggytan
ger ett bekvämt stöd.

Bål- och höftstöd
för att stödja och främja
en stabil och upprätt
stående position.

Knävinkel
steglöst justerbar
upp till 65°.

Bord
erbjuder gott om
utrymme för aktiviteter
(tillval med stöddyna).

Knästöd (FKP)
steglöst justerbara i
3 riktningar, kan roteras
15° i alla riktningar.

Fotstöd
med guidning för hälen,
steglöst justerbar 15° i 3 riktningar.

Länkhjul (5 stycken)
ger väldigt god
stabilitet och enkel förflyttning.

Mångsidiga tillbehör.



Huvudstöd standard

polstrat inkl överdrag, justerbart i höjd, djup och vinkel.



Huvudstöd (skålform)

polstrat inkl överdrag, justerbart i höjd, djup och vinkel.



Huvudstöd (m lateral guidning)

polstrat inkl överdrag, justerbart i höjd, djup och vinkel.



Huvudstöd med

vinkeljusterbar sidostyrning

polstrat inkl överdrag, justerbart i höjd, djup och vinkel, laterala stöden är individuellt justerbara i vinkel.



Flexibla knäpositionerare (FKP)

är individuellt tredimensionellt justerbara. Längdjusterbara stödband anpassar sig perfekt till knäets form.



Knäpolster

för extra stöd och motverka hyperextension.



Bord i trä med kant

standard, med kant, avtagbart, höjd, djup och vinkeljusterbart.



För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.



Påskjutshandtag
höjjusterbart.



Väst
i material som är elastiskt, andas och
är fuktavvisande, remmar
25 mm med fixlock.



Höftbälte
från Pelvi Loc.



Benstöd med abduktion
möjliggör individuell abduktion
av varje ben 0-30°.



Fotstöd delade vinkelställbara (flex)
individuellt justerbara, dorsalflex 20°,
plantarflex 15° och supination/prona-
tion +/-15°. Fotplattan ger utrymme
för 15° utåtrotation.



Fotstyrare
inkl rem och magnetiskt lås
(Obs: kan inte kombineras med
fotrem enkell!).



Polster till bord
svart flexi överdarag 1cm tjockt.

FKP – Det flexibla knästödet för vårt ståstöd till.

Jag är ditt flexibla knästöd.

Jag stabiliserar, ger stöd både från sidan och framifrån, fördelar trycket jämnt, förhindrar uppkomst av statiska tryckpunkter och kan spännas hårt över knät för att ge dig det stöd du behöver. Jag anpassar mig efter knäts form med vinkeljustering i alla riktningar. Mina byglar är vadderade för att minimera obehag och smärta. Jag har en kulle som säkerställer en mer exakt inställning över ditt knä. Genom mina hudvänliga och lättskötta material – jerseytyg, neopren och kardborreband får du en behaglig bärkomfort.

**FKP.**

flexible knee positioning



Du kommer att älska dina knästöd:

Jag ger dig den stabilitet som behövs om du har låg muskeltonus eller felställningar. Jag passar särskilt bra för dig med hypotoni och muskeldystrofier. Jag korregerar även vid kontrakturer och om du har avvikande ledform, som kan vara vanligt vid cerebral pares eller neurodegenerativa sjukdomar. Min stora flexibilitet möjliggör rörelse i musklerna. Perfekt för att aktivera, träna och sträcka ut!





Du kan också enkelt justera min höjd och vinkel. Så inget står i vägen för att leka med mina vänner.



Exakt lutning av liggytan
är möjlig från 0–90° med
gaskolv eller elmotor.





Gräddindikering för abduktion
möjlig från 0–30° för varje ben.




Teknisk data		Stl 1	Stl 2	Stl 3	Stl 4
Kroppslängd		75 – 115 cm	100 – 135 cm	120 – 160 cm	145 – 185 cm
Över- kroppps- stöd	Höft- /bålbredd	14 – 27 cm	17 – 31 cm	20 – 37 cm	27 – 46 cm
	Längd	30,5 – 43 cm	38 – 48 cm	49 – 61 cm	58 – 69 cm
Benstöd	Sula upp till knä	20,5 – 30,5 cm	27,5 – 37 cm	32,5 – 45 cm	42 – 54 cm
	Knä upp till gren	12 – 18,5 cm	16,5 – 24 cm	20 – 29,5 cm	24,5 – 34 cm
	Knävinkel	0° – 65°			
	Höftvinkel	0° – 45°			
	Abduktion	0° – 30°			
	Nivåutjämning	0 – 5 cm			
Fötter	Spetsfot	0° – 20°			
	Supination	0° – 15°			
	Rotation	0° – 15° per riktning			
Höjd liggyta (för överflyttning)		53,5 – 73,5 cm	60 – 85 cm	71,5 – 93,5 cm	82,5 – 104,5 cm
Vinkel		0° – 90°			
Vinkel (L x B x H)		95 x 51 x 75 cm	105 x 61 x 85 cm	125 x 76 x 97 cm	152 x 77 x 110 cm
Max. belastning		30 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Vikt		30 kg	35 kg	80 kg	90 kg



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Theo älskar vatten. Han njuter av att känna det stänka mot huden. Och **hts.** hjälper honom att verkligen slappna av. Våra andra badhjälpmedel finns också alltid till hands och stöttar dig i det du vill göra i badrummet.

Hit med vattnet!





Så ren som möjligt.

Jag är din bekväma dusch- och toalettstol.

Oavsett om du borstar tänderna eller duschar, kan min sitsvinkel anpassas efter din aktivitet. Min anatomiska form ger dig stabilitet och trygghet för att kunna sitta avslappnat. Jag kan även justeras i höjd. Använder du min mjuka polsterinsats kan du sitta ännu bekvämare. Den kan enkelt tas bort och rengöras. Eftersom jag är tillverkad i ett väldigt robust material kan du och dina föräldrar ha mycket kul med mig under lång tid framöver. Visste du att jag finns i fem storlekar och kan bära upp till 150kg?



GMFCS
Nivå III-V



26-46 cm



max. 150



31-48 cm




(-)5°-30°



Potta
Du kan använda mig fristående som toalettstol tillsammans med min potta.

Jag finns också med en större hygienöppning i storlekarna 2b-4b.



**Huvudstöd**

justerbart i höjd och
djup med rostfritt fäste.

**Polsterinsats**

tvådelad för std
hygienöppning.

**Abduktionskloss**

med integrerat stänkskydd.

**Vadplatta**

höjjusterbar
(endast i kombination med benstöd).

**Potta**

inkl lock och gejder för montering.

**Fixeringsväst**

inkl fäste för axelremmar, (utan
huvudstöd krävs fäste väst).

**Höftbälte**

färg: blå.



För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.




Data		Stl 0	Stl 1	Stl 2	Stl 3	Stl 4
Sittbredd (bak)		26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
Sittdjup		31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
Sittbredd (fram)		31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Rygghöjd		49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
Sitstilt		(-)5° - 30°				
Max. toahöjd som produkten kan positioneras över		47 - 57 cm	45 - 55 cm	42 - 52 cm		
Total bredd		56 cm	61 cm	63 cm	71,5 cm	74 cm
Total längd		65 cm			70 cm	
Max. underbenslängd		38 cm		48 cm		
Framkant av hygienöppning till bakkant av underrede		47 cm	49 cm	51 cm	54 cm	57 cm
Bredd på hål fram	A	10 cm				
Bredd på hål bak	B	12 cm		13,5 cm		
Bredd på hål bak*	C	-	-	18,5 cm		
Max.vikt		60 kg	80 kg	100 kg		150 kg
Produktens vikt		28 kg	30 kg	33 kg	35 kg	38 kg

*gäller endast för storlekarna 2b, 3b och 4b



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Den modulära dusch- och hygienstolen.

Jag är din dusch och hygienstol och ett riktigt fan av vatten!

Med mina många olika underred, kommer jag följa med dig på allt du gör i badrummet – under förflyttningar, användning som toalettstol eller i duschen. Min ryggvinkel kan justeras så att du kan luta dig framåt eller bakåt. Eftersom jag är modulär är jag väldigt anpassningsbar. Du kan använda mig som pottstol eller till och med ta mig med på resan.

GMFCS Nivå III-V	 20–43 cm
 max. 113 kg	 20–44 cm
 (-) 6°–18°	 (-) 5°–25°
	



Avtagbart bord

med vadderad yta mot magen. Detta ger dig både armstöd och stimulering för magen vid toalettbesök.



Potta

Du kan använda mig som en fristående toalettstol.



Blå knappar

visar områden där du kan justera höjd, djup eller vinkel – och allt detta utan verktyg.

Val av underreden utifrån olika användningsområden:



Mobilt underrede



Hydrauliskt underrede



Stationärt underrede



**Badkarsunderrede
(används för pottstol)**



Reseunderrede



Fäste för toalettstol

Val av polster:



Öppen ring



Stängd ring



Helt stängt



”Soft” med stängd ring



För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.



Bålstöd

i olika utföranden,
justerbara i bredd, höjd och vinkel.



Höftstöd

i olika utföranden, för önskad sittbredd.



Bord / Armstöd



Huvudstöd format

justerbart i höjd, vinkel och djup.



Stänkskydd

i olika utföranden.



Bröst-/skuldersele



Påskjutshandtag

för mobilt underrede.



Vadband



Vilken stol är störst?

Stolarna på bilden är exakt lika stora: en är justerad till sin minsta inställning för att passa en femåring, den andra i sin största inställning passar en elvaåring.

hts. är stolen som växer med dig. Allt eftersom barnet växer kan stolen anpassas, vilket ger många års användbar användning. Den passar för olika kroppstyper, längder och speciella behov, vilket också ger utrymme för användning av flera användare.



Över toalett



Fristående toalettstol



Duschstol

Data		Stl 1	Stl 2	Stl 3
Bredd	Underrede länkhjul	53 cm		57 cm
	Underrede stationärt	51 cm		53 cm
	Underrede hydrauliskt	67 cm		71 cm
Sitthöjd	Underrede länkhjul	39 – 55 cm		44 – 58 cm
	Underrede stationärt	33 – 43 cm	36 – 44 cm	38 – 48 cm
	Underrede hydrauliskt	51 – 78 cm		
Sittbredd		20* / 25* / 30 cm	25* / 25 / 30* / 36 cm	28* / 33* / 38* / 43 cm
Sittdjup		20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm
Armstöd höjd		13,5 cm	17 cm	20 cm
Ryggbredd		29 cm	34 cm	41 cm
Underbenslängd toalettsits		22 – 34 cm	27 – 39 cm	34 – 44 cm
Rygghöjd		42 cm	50 cm	62 cm
Max. toaletthöjd som kan köras över	Underrede länkhjul	52 cm		52,5 cm
	Underrede stationärt	38 cm		42 cm
Längd	Underrede länkhjul	74 cm		81 cm
	Underrede stationärt	71 cm		74 cm
	Underrede hydrauliskt	84 cm		87 cm
Framkant av hygienöppning till bakkant av ram		48 cm		
Ryggvinkel		(-) 6°, 6°, 18°		
Sitsvinkel		(-) 5° – 25°		
		(-) 15° – 15°		
Max. belastning		34 kg	68 kg	113 kg

* kan ställas in med hjälp av lårstöd som tillval



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





På samma våglängd.



Jag är din mångsidiga bad- och duschstol.

Du kan koppla av skönt på min bekväma sittyta. Du kan också justera min rygg så att den bäst passar dig – även medan du badar. För att du ska känna dig trygg finns det även olika bälten för bröstet, bäckenet eller benen. Naturligtvis finns det också ett huvudstöd. Du kan få mig med eller utan benstöd. Mitt underrede med vridplatta underlättar din förflyttning och ger dig perfekt stöd när du duschar över badkaret.



GMFCS
Nivå III–V



Huvudstöd
kan anpassas
i höjd och bredd.



Bröstbälte
ger trygghet och stöd. Finns med och utan
lateral positionering och kan också
användas som höftbälte.

Avtagbar klädsel
för snabb och okomplicerad rengöring.

Underrede i plast
kan justeras i höjd.

Benbälte
justeras med hjälp av
kardborreband.

Stödfötter
kan justeras i höjd.

Benstöd
kan justeras
under användning.

Vinkeln på benstödet och sittytan kan justeras oberoende
av varandra även under användning – så att du kan
sitta stabilt och bekvämt eller ligga ner.

Ryggvinkel
kan justeras med en hand.



Användningsområden.

Underrede för bad

placerar dig i rätt höjd för att minska belastningen på dina föräldrars rygg.

**Transferunderrede**


placerar dig i rätt höjd för att minska belastningen på dina föräldrars rygg.

**Underrede för dusch**

med breda hjul som kan bromsas, kan även användas för förflyttningar.



För komplett tillbehörssortiment
scanna QR-koden.



Data	Stl 1	Stl 2	Stl 3
Sittdjup	27 cm	33 cm	43 cm
Sittbredd	38 cm		44 cm
Rygghöjd	58 cm	67 cm	81 cm
Sitthöjd utan underrede	5 cm / 18 cm		
Sitthöjd med underrede för bad	32 - 47 cm		
Sitthöjd med underrede för dusch	70 cm		
Sitthöjd med underrede m vridplatta	53 - 75 cm		
Totallängd, helt plan utan benstöd	89 cm	104 cm	128 cm
Totallängd, helt plan med benstöd	108 cm	124 cm	155 cm
Bredd	46 cm		53 cm
Längd, helt plan	75 cm		
Höjd underrede för bad	20 cm		
Längd underrede för bad	99 cm		
Bredd underrede för bad	44 cm		
Höjd underrede för dusch	56 cm		
Bredd underrede för dusch	69 cm		
Längd underrede för dusch	86 cm		
Max. belastning	34 kg	68 kg	114 kg
Rygg-och sitsvinkel	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°		



Scanna QR-koden
och få mer information
direkt på vår hemsida.





Lika individuell som du är: Alla sitthjälpmedel kan anpassas efter din smak – med ett stort urval av högkvalitativa tyger och mönster. Välj bara ditt favoritmönster så att alla vet att ditt hjälpmedel tillhör dig.

Egenskaper hos våra tyger:

- Enkel bearbetning
- Hög nötningsbeständighet
- Flamskyddsmedel enligt DIN EN 1021-1+2
- Hudkompatibel enligt DIN EN ISO 10993-5
- Uppfyller kraven i MPG (Medical Products Directive) för sittskal och specialanpassningar



Flexi.



9001043 (Nr. 43)



9001044 (Nr. 44)



9001050 (Nr. 50)

Vävt tyg.



9001123 (Nr. 123)



9001124 (Nr. 124)



9001127 (Nr. 127)

Stickat tyg.



9001091 (Nr. 91)



9001092 (Nr. 92)



9001105 (Nr. 105)



9001106 (Nr. 106)



9001111 (Nr. 111)*



9001112 (Nr. 112)*



9001114 (Nr. 114)*



9001115 (Nr. 115)*



9001113 (Nr. 113)**





Ännu coolare: Brodera in ditt namn på ryggdynans klädsel. På samtliga tyger, förutom Flexi, kan tolv bokstäver broderas in med silvervit tråd. Dina vänner kommer att bli förvånade.



Konstläder.



9001 190 (Nr. 191)




9001 192 (Nr. 192)**




9001 193 (Nr. 193)**

Meshtyg.



9001 046 (Nr. 46)*

Spacertyg.




9001 047 (Nr. 47)



9001 048 (Nr. 48)*



9001 101 (Nr. 101)



9001 109 (Nr. 109)

Information:

Vi förbehåller oss rätten att göra design-, färg- och materialändringar i enlighet med den senaste tekniken och inom ramen för standard produktutveckling. Bilderna på produkterna och färgerna är endast för vägledning. Avvikelser från originalet kan inte uteslutas på grund av tryckteknik. Alla uttalanden utan garanti.

*Dessa artiklar är inte DIN EN 1021-1+2-kompatibel. ** Utgången modell





schuchmann.se